

PRODUCTO: H1207 TORNQUETE ADULTO

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	• Cinta elástica o de silicona: flexible y resistente, generalmente de 2–3 cm de ancho y 30–40 cm de largo, que permite ajustar la presión sin dañar el tejido. • Hebilla o cierre de seguridad: facilita el ajuste rápido y evita deslizamiento durante la venopunción. • Superficie lisa: evita irritaciones o marcas en la piel del paciente. • Materiales hipoalergénicos: previenen reacciones alérgicas en contacto prolongado con la piel.
Marca	HMB*
Función	• Facilitar la dilatación de venas superficiales para la extracción de sangre o la colocación de catéter intravenoso. • Mantener la vena visible y accesible mientras se realiza el procedimiento. • Permitir un ajuste temporal y seguro que no interrumpe la circulación arterial.
Precauciones Advertencias	y • Colocar 5–10 cm por encima del sitio de punción y ajustar solo hasta que la vena sea visible.

	• Retirar inmediatamente después de la extracción para evitar congestión venosa. • No usar sobre heridas abiertas, infecciones o extremidades lesionadas. • No dejar puesto más de 1–2 minutos. • Inspeccionar el torniquete antes de usarlo; no reutilizar torniquetes desechables.
Tiempo de vida útil	No requiere.
Registro Sanitario	No requiere.

