



Hummalab s.a.s.

Suministros para Laboratorios Clínicos

Médico/quirúrgico



Tabla de contenido

Insumos	2
---------	---

Insumos



Cánula nasal de oxígeno

Descripción: Dispositivo para el suministro de oxígeno a bajo flujo.

Tamaño: Neonatal, pediátrica y adulto.

Presentación: Por unidad.



Máscara para oxígeno

Descripción: Máscara de silicona para el suministro de oxígeno.

Tamaño: Adulto.

Presentación: Por unidad.



Micronebulizador

Descripción: Máscara con micronebulizador integrado.

Tamaño: Pediátrico, adultos.

Presentación: Por unidad.



Resucitador manual con válvula de entrada

Descripción: Dispositivo para el suministro de aire.

Tamaño: Neonatal, pediátrico, adultos.

Presentación: Por unidad.



Glucómetro

Descripción: Dispositivo para medición de glucosa en sangre.

Tamaño: Estándar

Presentación: Por unidad.



Venoclisís sin aguja

Descripción: Equipo para administración de fluidos intravenosos.

Tamaño: Microgoteo, macrogoteo.

Presentación: Por unidad.




Bureta

Descripción: Equipo para administración de fluidos intravenosos.

Tamaño: 150 ml.

Presentación: Por unidad.



Sonda nelaton

Descripción: Sonda urinaria con fenestraciones, sin balón.

Tamaño: 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr.

Presentación: Por unidad.



Sonda Foley 2 vías

Descripción: Sonda urinaria con balón y dos vías.

Tamaño: 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr.

Presentación: Por unidad.



Sonda Foley 3 vías

Descripción: Sonda urinaria con balón y tres vías.

Tamaño: 18 Fr, 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr.

Presentación: Por unidad.



Electrodo para ECG pediátrico

Descripción: Electrodo con forma redondeada.

Tamaño: 4.4 cm.

Presentación: Caja por 50 unidades



Electrodo para ECG adulto

Descripción: Electrodo con forma de pera, cuadrado o redondeado.

Tamaño: 5.1 cm, 6.1 cm.

Presentación: Caja por 50 unidades.



Baja lenguas de madera clase A

Descripción: Instrumento de madera para deprimir la lengua.

Tamaño: Estándar.

Presentación: Caja por 500 unidades.



Tapón heparinizado

Descripción: Tapón de catéter intravenoso con heparina.

Tamaño: Estándar.

Presentación: Por unidad.



Equipo para transfusión de sangre

Descripción: Equipo con filtro de 200 um.

Tamaño: 20 ml.

Presentación: Por unidad.



Bolsa para drenaje urinario

Descripción: Bolsa colectora de orina.

Tamaño: 2.000 ml.

Presentación: Por unidad.



Liner con gel 20G

Descripción: Recipiente colector de fluidos con filtro de gel solidificante.

Tamaño: 1.300 ml, 1.800 ml, 3.200 ml.

Presentación: Por unidad.



Gel para ultrasonido

Descripción: Gel conductor para ultrasonido.

Tamaño: 250 ml, 5 Lts

Presentación: Por unidad.



Kit venturý

Descripción: Kit para oxigenoterapia.

Tamaño: Pediátrico, adulto.

Presentación: Por unidad.



Pericraneal de seguridad con adaptador

Descripción: Dispositivo para inyección intravenosa.

Tamaño: 21G x 3/4", 23G x 3/4".

Presentación: Caja por 50 y por 100 unidades.



Fonendos

Descripción: Fonendo de diferentes marcas y especialidades.

Tamaño: Estándar

Presentación: Por unidad



Tensiómetro manual

Descripción: Dispositivo para medir presión arterial manual.

Tamaño: Estándar.

Presentación: Por unidad.



Tensiómetro digital

Descripción: Dispositivo para medir presión arterial digital.

Tamaño: Estándar.

Presentación: Por unidad.



Tensiómetro de muñeca

Descripción: Dispositivo para medir presión arterial digital para región carpiana.

Tamaño: Estándar.

Presentación: Por unidad.



Lápiz de electrobisturí

Descripción: Instrumento quirúrgico para coagulación y corte de tejidos.

Tamaño: Estándar

Presentación: Por unidad.



Placa de electrobisturí con cable

Descripción: Placa de polo a tierra para electrobisturí. Con cable.

Tamaño: Estándar

Presentación: Por unidad.



Placa de electrobisturí sin cable

Descripción: Placa de polo a tierra para electrobisturí sin cable.

Tamaño: Estándar

Presentación: Por unidad.



Canister

Descripción: Colector de secreciones.

Tamaño: 1.300 ml, 1.800 ml, 3.200 ml.

Presentación: Por unidad.



Máscara para anestesia

Descripción: Mascarilla facial para suministro de gases.

Tamaño: Talla 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

Presentación: Por unidad.



Trocar quirúrgico sin cuchilla

Descripción: Trocar desmontable sin cuchilla.

Tamaño: BARB 4P 5mm x 10 cm. Anular 2P 5 mm x 10 cm. Espiral 2P 5 mm x 10 cm.

Presentación: Por unidad.



Trocar de bloqueo automático fijo

Descripción: Trocar Con interruptor.

Tamaño: Espiral 2P 5mm x 10 cm, 12 mm x 10 cm. Anular 2P 5 mm x 10 cm, 12 mm x 10 cm.

Presentación: Por unidad.



Trocar de bloqueo automático desmontable

Descripción: Trocar desmontable.

Tamaño: BARB 4P 5mm x 10 cm, 12 mm x10 cm.

Presentación: Por unidad.




Manguera de succión

Descripción: Tubo de succión en PVC siliconizado.

Tamaño: 1/4" x 3.6 mts.

Presentación: Por unidad.



Tubos endotraqueales

Descripción: Tubo endotraqueal con balón.

Tamaño: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0.

Presentación: Por unidad.



Instrumental quirúrgico

Descripción: Piezas por separado.

Tamaño: Estándar.

Presentación: Por unidad.



Extensión para anestesia

Descripción: Extensión para fluidos Luer lock.

Tamaño: 100 cm.

Presentación: Por unidad.



Solución salina 0.9%

Descripción: Solución de cloruro de sodio al 0.9%.
Tamaño: 100 ml, 500 ml, 1.000 ml.
Presentación: Por unidad.



Agua Estéril

Descripción: Agua estéril.
Tamaño: 10 ml, 5 ml, 100 ml, 500.
Presentación: Por unidad.



Lactato Ringer

Descripción: Solución con sodio, potasio y calcio.
Tamaño: 500 ml.
Presentación: Por unidad.



Catéter intravenoso 14G

Descripción: Catéter intravenoso desechable.
Tamaño: 14G.
Presentación: Por unidad.



Catéter intravenoso 16G

Descripción: Catéter intravenoso desechable.
Tamaño: 16G.
Presentación: Por unidad.



Catéter intravenoso 18G

Descripción: Catéter intravenoso desechable.
Tamaño: 18G.
Presentación: Por unidad.



Catéter intravenoso 20G

Descripción: Catéter intravenoso desechable.
Tamaño: 20G.
Presentación: Por unidad.



Catéter intravenoso 22G

Descripción: Catéter intravenoso desechable.
Tamaño: 22G.
Presentación: Por unidad.



Catéter intravenoso 24G

Descripción: Catéter intravenoso desechable.
Tamaño: 24G.
Presentación: Por unidad.



Catéter intravenoso 26G

Descripción: Catéter intravenoso desechable.
Tamaño: 26G.
Presentación: Por unidad.



Gasas en rollo

Descripción: Gasas no tejidas.
Tamaño: 100 ydas.
Presentación: Por unidad.



Gasas estériles (compresa)

Descripción: Gasas estériles tejidas.
Tamaño: 45 x 45 cm.
Presentación: Sobre por 5 unidades.



Gasas no estériles

Descripción: Gasas no estériles, no tejidas.

Tamaño: 10 x 10 cm.

Presentación: Paquete por 5 unidades.



Gasas no estériles

Descripción: Gasas no estériles, no tejidas.

Tamaño: 7.5 x 7.5 cm.

Presentación: Paquete por 200 unidades.



CONTÁCTANOS



☎ Teléfono: (4) 444-52-46

📱 Celular: 312-296-9920

✉ Correo: contacto@hummalab.com

📍 Dirección:
Centro empresarial Box
Calle 7 sur # 51 a-112
Medellín-Antioquia

🌐 Sitio web: www.hummalab.com

📷 Instagram: [@hummalab_sas](https://www.instagram.com/hummalab_sas)