



**Hummalab s.a.s.**

Suministros para Laboratorios Clínicos

Pre-analítica



## Tabla de contenido

Tubos	2
Jeringas y agujas	3
Insumos	6
Elementos de protección y bioseguridad	8

# Tubos



## Tubo tapa roja sin gel

**Descripción:** Tubo sin aditivo  
**Tamaño:** 0.2ml, 0.8 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 9 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



## Tubo tapa roja con gel

**Descripción:** Tubo con gel separador.  
**Tamaño:** 3.5 ml, 4 ml, 5 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 unidades.



## Tubo tapa roja pro-coagulación

**Descripción:** Tubo con sustancia pro-coagulante.  
**Tamaño:** 0.5 ml, 1 ml, 3 ml, 6 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



## Tubo tapa blanca sin aditivo

**Descripción:** Tubo sin aditivo.  
**Tamaño:** 6 ml  
**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



## Tubo tapa amarilla con gel

**Descripción:** Tubo con gel separador.  
**Tamaño:** 0.4 ml, 3.5 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 9 ml.  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



## Tubo tapa verde heparina de sodio

**Descripción:** Tubo con heparina de sodio.  
**Tamaño:** 3 ml, 4 ml, 4.5 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



## Tubo tapa verde heparina de litio

**Descripción:** Tubo con heparina de litio.  
**Tamaño:** 0.6 ml, 4 ml, 4.5 ml, 5 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



## Tubo tapa verde con heparina de amonio

**Descripción:** Tubo con heparina de amonio.  
**Tamaño:** 5 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



## Tubo tapa gris

**Descripción:** Tubo con inhibidores de glicolíticos.  
**Tamaño:** 0.4 ml, 2 ml, 4ml, 6 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



## Tubo tapa gris fluosod+ EDTAK2

**Descripción:** Tubo con inhibidores de glicolíticos y anticoagulante.  
**Tamaño:** 2 ml, 4 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



## Tubo tapa azul 3.2%

**Descripción:** Tubo con citrato de sodio.  
**Tamaño:** 1 ml, 1.8 ml, 2 ml, 2.7 ml, 3 ml, 3.5 ml, 4 ml, 4.5 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



## Tubo tapa perla 5.0

**Descripción:** Tubo con EDTA, libre de DNAsas Y RNAsas.  
**Tamaño:**  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Tubo tapa lila k2

**Descripción:** Tubo con EDTA K2.

**Tamaño:** 0.2 ml, 2 ml, 3 ml, 4ml, 5 ml (con gel de separación).

**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.



### Tubo tapa lila k3

**Descripción:** Tubo con EDTA k3.

**Tamaño:** 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 4.5 ml.

**Presentación:** Caja por 50 y 100 unidades.

## Jeringas y agujas



### Jeringa para gases heparinizada

**Descripción:** Jeringa para muestra de sangre para prueba de gases arteriales. Heparinizada.

**Tamaño:** Aguja 23 x 1" o 25 x 5/8"

**Presentación:** Por unidad.



### Jeringa de 0.3 ml

**Descripción:** Aguja 31G x 6 mm, 31G x 8 mm.

**Tamaño:** 0.3 ml.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Jeringa 0.5 ml

**Descripción:** Aguja 30G x 8 mm, 31G x 6 mm, 31G x 8 mm.

**Tamaño:** 0.5 ml.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Jeringa de 1 ml

**Descripción:** Aguja 27G x 1.2", 29G x 12.7mm, 30G x 8 mm, 31G x 6 mm, 31G x 8 mm, 30G x 6 mm.

**Tamaño:** 1 ml.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.




### jeringa de 2 ml

**Descripción:** Aguja 23G x 1".

**Tamaño:** 2 ml.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Jeringa 3 ml

**Descripción:** Aguja 23G x 1", 21G x 1".

**Tamaño:** 3 ml.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Jeringa de 5 ml

**Descripción:** Aguja 21G x 1.5".

**Tamaño:** 5 ml.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Jeringa de 10 ml

**Descripción:** Aguja 21G x 1.5".

**Tamaño:** 10 ml.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Jeringa de 20 ml

**Descripción:** Aguja 21G x 1.5".  
**Tamaño:** 20 ml.  
**Presentación:** Caja por 50 unidades.



### Jeringa de 50 ml sin aguja

**Descripción:** Jeringa sin aguja.  
**Tamaño:** 50 ml.  
**Presentación:** Caja por 25 unidades.



### Aguja multiple 20G

**Descripción:** Aguja para toma de muestras de sangre.  
**Tamaño:** 20G x 1", 20G x 1.5".  
**Presentación:** Caja de 100 unidades.



### Aguja multiple 21G

**Descripción:** Aguja para toma de muestras de sangre.  
**Tamaño:** 21G x 1.5", 21G x 1".  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja multiple 22G

**Descripción:** Aguja para toma de muestras de sangre.  
**Tamaño:** 22G x 1", 22G x 1.5"  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 16G

**Descripción:** Aguja para inyección.  
**Tamaño:** 16G x 1", 16G x 1.5".  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 18G

**Descripción:** Aguja para inyección.  
**Tamaño:** 18G x 1.5"  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 19G

**Descripción:** Aguja para inyección.  
**Tamaño:** 19G x 1.5"  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 20G

**Descripción:** Aguja para inyección.  
**Tamaño:** 20G x 1", 20G x 1.5"  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 21G

**Descripción:** Aguja para inyección.  
**Tamaño:** 21G x 1", 21G x 1.5"  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 22G

**Descripción:** Aguja para inyección.  
**Tamaño:** 22G x 1", 22G x 1.5"  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 23G

**Descripción:** Aguja para inyección.  
**Tamaño:** 23G x 1"  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 25G

**Descripción:** Aguja para inyección.

**Tamaño:** 25G x 5/8"

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 26G

**Descripción:** Aguja para inyección.

**Tamaño:** 26G x 1/2"

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 27G

**Descripción:** Aguja para inyección.

**Tamaño:** 27G x 1/2"

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Aguja hipodérmica 30G

**Descripción:** Aguja para inyección.

**Tamaño:** 30G x 1/2", 30G x 1"

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Equipo alado

**Descripción:** Aguja de infusión intravenosa, con aletas de seguridad.

**Tamaño:** 23G x 3/4", 21G x 3/4"

**Presentación:** Caja por 50 unidades.



### Catéter intravenoso 14G

**Descripción:** Cateter intravenoso desechable.

**Tamaño:** 14G.

**Presentación:** Por unidad.



### Catéter intravenoso 16G

**Descripción:** Cateter intravenoso desechable.

**Tamaño:** 16G.

**Presentación:** Por unidad.



### Catéter intravenoso 18G

**Descripción:** Cateter intravenoso desechable.

**Tamaño:** 18G.

**Presentación:** Por unidad.



### Catéter intravenoso 20G

**Descripción:** Cateter intravenoso desechable.

**Tamaño:** 20G.

**Presentación:** Por unidad.



### Catéter intravenoso 22G

**Descripción:** Cateter intravenoso desechable.

**Tamaño:** 22G.

**Presentación:** Por unidad.



### Catéter intravenoso 24G

**Descripción:** Cateter intravenoso desechable.

**Tamaño:** 24G x 1/2"

**Presentación:** Por unidad.



### Catéter intravenoso 26G

**Descripción:** Cateter intravenoso desechable.

**Tamaño:** 26G.

**Presentación:** Por unidad.

# Insumos



## Tiras caresens N

**Descripción:** Tiras colectoras de sangre para monitor de glucosa.

**Tamaño:** Estándar.

**Presentación:** Caja por 100 tiras.




## Tiras caresens pro

**Descripción:** Tiras colectoras de sangre para monitor de glucosa.

**Tamaño:** Estándar.

**Presentación:** Caja por 50 tiras.



## Cura redondas

**Descripción:** Curas de protección para heridas menores.

**Tamaño:** Pediátrica y adultos.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



## Recipiente para coprológico

**Descripción:** Recipiente plástico para recolección de muestras para coprológico.

**Tamaño:** 60 ml.

**Presentación:** Bolsa por 100 unidades.



## Recipiente para baciloscopia

**Descripción:** Recipiente plástico para recolección de muestras para baciloscopia.

**Tamaño:** 100 ml.

**Presentación:** Por unidad.



## Recipiente para citoquímico de orina

**Descripción:** Recipiente plástico para recolección de muestras de orina.

**Tamaño:** 30 ml, 60 ml, 120 ml.

**Presentación:** Caja por 100 unidades o por unidad en empaque individual.



## Recipiente para orina 24 horas

**Descripción:** Recipiente plástico para recolección de muestras de orina en 24 horas.

**Tamaño:** Ambar o blanco.

**Presentación:** 2.5 Lts. Por unidad.



## Torniquete adhesivo en velcro

**Descripción:** Accesorio para reducir el flujo de sangre de una extremidad. En velcro.

**Tamaño:** Pediátrico y adulto.

**Presentación:** Por unidad.



## Torniquete tipo pronto

**Descripción:** Accesorio para reducir el flujo de sangre de una extremidad. Con broche.

**Tamaño:** Pediátrico y adulto.

**Presentación:** Caja por 25 unidades o por unidad.



## Torniquete plano

**Descripción:** Accesorio para reducir el flujo de sangre de una extremidad. Libre de latex

**Tamaño:** Estándar

**Presentación:** Rollo por 25 unidades.



## Adaptador luer

**Descripción:** Elemento plástico que apoya en la extracción de muestras sanguíneas.

**Tamaño:** Estándar

**Presentación:** Por unidad.



## Porta tubo corto

**Descripción:** Elemento plástico que apoya en la extracción de muestras sanguíneas.

**Tamaño:** Estándar

**Presentación:** Por unidad.



### Porta tubos liberación rápida

**Descripción:** Elemento que apoya en la extracción de muestras sanguíneas. Con sistema de liberación rápida.  
**Tamaño:** Estándar  
**Presentación:** Por unidad.



### Porta tubos de seguridad

**Descripción:** Elemento plástico que apoya en la extracción de muestras sanguíneas.  
**Tamaño:** Estándar  
**Presentación:** Por unidad.



### Holdex

**Descripción:** Cámara para tubos estéril de un solo uso.  
**Tamaño:** Estándar  
**Presentación:** Por unidad.



### Camisa automática pronto

**Descripción:** Elemento plástico que apoya en la extracción de muestras sanguíneas.  
**Tamaño:** Estándar  
**Presentación:** Por unidad.



### Lanceta de aluminio estéril

**Descripción:** Lanceta en aluminio.  
**Tamaño:** Estándar.  
**Presentación:** Caja por 200 unidades.



### Baja lenguas de madera

**Descripción:** Baja lenguas de madera. No estéril.  
**Tamaño:** Estándar.  
**Presentación:** Caja por 500 unidades.



### Lanceta estéril

**Descripción:** Lanceta estéril con cubierta plástica.  
**Tamaño:** 28G, 30G  
**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### Algodón en torunda

**Descripción:** Motas de algodón.  
**Tamaño:** Estándar.  
**Presentación:** Bolsa por 500 gr o rollo de 500 gr.



### Aplicador sin algodón

**Descripción:** Aplicador de madera sin algodón.  
**Tamaño:** Estándar.  
**Presentación:** Caja por 500 o 1.000 unidades.



### Aplicador con algodón

**Descripción:** Aplicador de madera con punta en algodón.  
**Tamaño:** Estándar.  
**Presentación:** Caja por 1.000 unidades.



### Alcohol glicerinado

**Descripción:** Alcohol glicerinado.  
**Tamaño:** 60 ml, 300 ml, 500 ml, 1Lt, 3.6 Lts.  
**Presentación:** Por unidad.



### Alcohol antiséptico envase de plástico

**Descripción:** Alcohol antiséptico en envase plástico.  
**Tamaño:** 60 ml, 120 ml, 345 ml, 360 ml, 700 ml, 750 ml, 3.6 Lts  
**Presentación:** Por unidad.



### **Alcohol antiséptico envase de vidrio**

**Descripción:** Alcohol antiséptico en envase de vidrio.

**Tamaño:** 360 ml, 750 ml, 3.6 Lts.

**Presentación:** Por unidad.

## Elementos de protección



### **Guantes de látex**

**Descripción:** Guantes de látex con talco, no estériles.

**Tamaño:** XS, S, M, L.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### **Guantes de nitrilo**

**Descripción:** Guantes de nitrilo sin talco, no estériles.

**Tamaño:** XS, S, M, L.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### **Guantes de vinilo**

**Descripción:** Guantes de vinilo sin talco, no estériles.

**Tamaño:** XS, S, M, L.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### **Guantes estériles**

**Descripción:** Guantes de látex con talco, estériles (bajo pedido).

**Tamaño:** 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.

**Presentación:** Por unidad.



### **Tapabocas**

**Descripción:** Tapabocas quirúrgico desechable con banda elástica.

**Tamaño:** Estándar.

**Presentación:** Caja por 50 unidades.



### **Gorro desechable**

**Descripción:** Gorro desechable.

**Tamaño:** Estándar.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### **Polainas desechables**

**Descripción:** Polainas desechables.

**Tamaño:** Estándar.

**Presentación:** Caja por 50 pares.



### **Bata manga corta**

**Descripción:** Bata desechable manga corta con tiras de ajuste.

**Tamaño:** Estándar.

**Presentación:** Por unidad.



### **Bata desechable manga larga**

---

**Descripción:** Bata desechable manga larga con tiras de ajuste.

**Tamaño:** Estándar.

**Presentación:** Por unidad.



### **Bolsa roja para residuos**

---

**Descripción:** Bolsa roja para residuos peligrosos.

**Tamaño:** 29 cm x 30 cm.  
Calibre 1.5.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### **Bolsa verde para residuos**

---

**Descripción:** Bolsa verde para residuos.

**Tamaño:** 29 cm x 30 cm.  
Calibre 1.5.

**Presentación:** Caja por 100 unidades.



### **Guardián residuos cortopunzantes**

---

**Descripción:** Recipientes para desecho de material cortopunzante.

**Tamaño:** 0.5 Lts, 1 Lt, 1.5 Lts, 2.9 Lts.

**Presentación:** Por unidad.



# CONTÁCTANOS



☎ Teléfono: (4) 444-52-46

📱 Celular y Whatsapp: 321-6407571

✉ Correo: [contacto@hummalab.com](mailto:contacto@hummalab.com)

📍 Dirección:  
Centro empresarial Box  
Calle 7 sur # 51 a-112  
Medellín-Antioquia

🌐 Sitio web: [www.hummalab.com](http://www.hummalab.com)

📷 Instagram: [@hummalab\\_sas](https://www.instagram.com/hummalab_sas)