

FICHA TÉCNICA INSUMOS

GC-F-001

Versión: 01

PRODUCTO: PIPETA DESECHABLE PARA VSG X 200 UND

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	El producto está realizado el 100% en plástico poli estireno irrompible transparente con adaptador en caucho.
Dimensiones	Medidas 23 cm x 4,5 ml Volumen 1.7 ml Graduación 1 mm
Marca	HMB*
Empaque primario	Caja por 200 unidades, cartón.
Función	Producto realizado en plástico poliestireno transparente, con medidor en gaucho para garantizar una máxima precisión al momento de seleccionar la muestra. Producto desechable.
Observaciones	La pipeta puede ser utilizado directamente en un tubo de ensayo universales, también de utiliza directamente con el tubo de ensayo de la depresión del dispositivo de recogida de sangre. Se debe retirar la tapa del tubo antes de utilizar. *No usar si se encuentra algún tipo de material extraño en el interior de la pipeta. *Manipular de acuerdo a las políticas y procedimientos de la institución. *Los tubos deben ser desechables juntos en contenedores de eliminación de riesgos Biológicos.
Tiempo de vida útil	3 a 5 años desde la fecha de fabricación, siempre que se almacenen correctamente.
Registro sanitario	No requiere.