

FICHA TÉCNICA INSUMOS

GC-F-00

Versión: 00

PRODUCTO: H1208 TORNQUETE PEDIÁTRICO

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	• Cinta elástica: flexible y resistente, generalmente de 2–3 cm de ancho y 30–40 cm de largo, que permite ajustar la presión sin dañar el tejido. • Superficie lisa: evita irritaciones o marcas en la piel del paciente. • Materiales hipoalergénicos: previenen reacciones alérgicas en contacto prolongado con la piel.
Uso	• Extracción de sangre en neonatos, lactantes y niños • Procedimientos de venopunción pediátrica • Control temporal de flujo sanguíneo para acceso venoso
Marca	HMB*
Función	Torniquete elástico especialmente diseñado para pacientes pediátricos y neonatos. Permite la adecuada visualización de venas para venopunción y extracción de muestras sanguíneas, con presión segura y controlada adaptada a la fragilidad de la piel infantil.
Precauciones y Advertencias	Mantener en lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa Evitar contacto con sustancias químicas que puedan degradar el material
Tiempo de vida útil	No requiere.
Registro Sanitario	No requiere.