

PRODUCTO: TORNQUETE STRECH

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	• Cinta elástica: flexible y resistente, generalmente de 2–3 cm de ancho y 30–40 cm de largo, que permite ajustar la presión sin dañar el tejido. • Superficie lisa: evita irritaciones o marcas en la piel del paciente. • Materiales hipoalergénicos: previenen reacciones alérgicas en contacto prolongado con la piel.
Propiedades	• Elasticidad controlada para presión segura y uniforme • Resistente al desgaste y al estiramiento repetido • Superficie suave que evita irritación en la piel
Marca	HMB*
Función	• Facilitar la dilatación de venas superficiales para la extracción de sangre o la colocación de catéter intravenoso. • Mantener la vena visible y accesible mientras se realiza el procedimiento. • Permitir un ajuste temporal y seguro que no interrumpe la circulación arterial.
Precauciones y Advertencias	Mantener en lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa Evitar contacto con sustancias químicas que puedan degradar el material
Tiempo de vida útil	No requiere.
Registro Sanitario	No requiere.

