

PRODUCTO: H1802 - TUBO HEMATOCRITO SIN HEPARINA AZUL HMB

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	Tubo capilar de vidrio transparente, cilíndrico, de paredes delgadas, diseñado para contener pequeñas muestras de sangre. No contiene anticoagulantes ni aditivos.
Dimensiones:	Longitud: 75 mm $\pm$ 1 mm Diámetro externo: 1.1 mm $\pm$ 0.1 mm Volumen aproximado: 75 μ L
Marca	HMB*
Empaque primario	Tubo plástico con tapa, conteniendo 100 unidades no estériles, según especificación. Empaque diseñado para proteger contra humedad y roturas
Función	Utilizado en laboratorios clínicos para la determinación del hematocrito mediante centrifugación. Ideal para pruebas manuales en microcentrífugas.
Observaciones	- No reutilizable. - Manipular con cuidado para evitar fracturas - Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. - No apto para muestras que requieran anticoagulación.
Tiempo de vida útil:	3 a 5 años según almacenamiento.
Registro sanitario:	No requiere.