

PRODUCTO: ALCOHOL INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	Líquido incoloro, volátil e inflamable, compuesto principalmente por etanol de origen vegetal. Contiene agentes desnaturalizantes que lo inhabilitan para el consumo humano, cumpliendo con regulaciones industriales para solventes y desinfectantes. El producto se presenta en envases de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), material resistente a la corrosión química, con: • Asa ergonómica para vertido seguro • Tapa presión y tapa rosca • Anillo o precinto de seguridad • Etiquetado bajo normativa SGA (Sistema Globalmente Armonizado).
Especificaciones de Calidad	Para versión 80% v/v (Presentación 3.600 ML) • Concentración: 80% v/v $\pm$ 1% • Densidad: Conforme a concentración • Acidez: Controlada • Apariencia: Transparente, incoloro • Metanol: Dentro de límites permitidos
Aplicaciones Recomendadas	Uso Médico y Laboratorio • Desinfección de superficies, mobiliario clínico y áreas de trabajo. • Limpieza de cristalería y zonas de microbiología.

	Industria Farmacéutica y Cosmética • Limpieza de líneas de producción y envasado. • Solvente en elaboración de extractos, perfumes y soluciones tópicas (según grado). Equipos de Esterilización • Limpieza previa a procesos de esterilización. • Desinfección externa de equipos médicos no críticos.
Almacenamiento y Estabilidad	Condiciones de Almacenamiento • Conservar en envases originales, herméticamente cerrados. • Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado. • Proteger de la luz solar directa. • Mantener alejado de fuentes de ignición (chispas, llamas o calor excesivo). Temperatura Recomendada • Entre 15°C y 25°C. Incompatibilidades • Agentes oxidantes fuertes. • Ácido nítrico y ácido sulfúrico. • Metales alcalinos. Vida Útil • 24 meses desde la fecha de envasado, manteniendo el sello intacto y condiciones adecuadas.
Precauciones y Advertencias (Manejo)	⚠ Producto altamente inflamable. ⚠ No apto para consumo humano. • No fumar durante su manipulación. • Utilizar guantes y protección ocular. • Manipular en áreas ventiladas. • En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediata. • Mantener fuera del alcance de los niños.
Control de Calidad	Verificación por cromatografía, pruebas de grado alcohólico y test de hermeticidad por lote.
Presentación	Empacado en recipiente plástico con tapa presión y tapa rosca, para mejor sellado y anillo de seguridad. HMB-80009 X 2 LTS HMB-80003 X 3.600 AL 80%
Marca	HMB*

