

PRODUCTO: TUBOS TIPO FALCON DE 15 ML SIN ESTERILIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	El producto está realizado 100% en polipropileno (PP) Resistencia a la corrosión química y altas temperaturas, cumple con la norma USP6. Sin ningún agente desmoldante o plastificante durante la producción.
Dimensiones:	15 ml Diámetro de 16.60 mm, Altura 119.8 mm
Marca	HMB*
Empaque primario	Bolsa x 50 unidades.
Función	El producto cuenta con un fondo cóncavo, Tubos de ensayo en PP para laboratorio, Es apto para centrifugación entre 1500 y 3000 RPM, Se pueden esterilizar durante 20 minutos a 120 grados. Se utiliza para separar sueros, Como tubos transportadores de muestras, Para congelar muestras. Uso general en laboratorios y consultorios.
Observaciones	Uso único, no reutilizable, 1. Impreso y marcado en el cuerpo del tubo; 2. Cumple con diferentes requisitos con impresión doble; 3. Tanto estériles como no estériles; 4. Tolerancia a la temperatura: rango de temperatura de -80 °C a +121 °C, sin deformación.
Identificación de riesgos	Riesgo a la salud: No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso normal. El contacto con fuego o altas temperaturas genera incendios. Mantener alejado de fuentes de calor.