

PRODUCTO: TUBO EPPENDORF O MICROCENTRIFUGA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	Fabricadas de polipropileno de alta calidad y de bajo peso, libre de DIHEMDA y oleamida, con tapa de polipropileno a presión, color transparente. El material de fabricación de los Eppendorf resistente al calor hasta cercano a los 40 grados C., resistente a bajas temperaturas hasta cerca de -40°C. Libre de metales pesados, no pirogénico ni citotóxico. Cuentan con tapas planas resistentes a fugas. Cada tubo está moldeado con marcas de graduación precisas para realizar mediciones precisas.
Dimensiones:	Los tubos eppendorf vienen de diferentes tamaños: 1.5 ml, 2,5 ml, 3,0 ml, 4.0 ml y 5.0 ml.
Marca	HMB
Empaque primario	Bolsa x 500 unidades, No estériles.
Función	Se utilizan para reacción y almacenamiento de muestras fluidas.
Observaciones	Diseño especial que reduce la pérdida de muestra, Almacenar en lugar fresco y seco Evitar exposición a temperaturas extremas, Con el manejo adecuado puede durar más de 5 años, Desechar como residuos plásticos. Rango de temperatura: -100°C-120°C Esterilizable en autoclave: No Otra información: Recomendado para un solo uso.
Tiempo de vida útil:	No utilice el producto si se encuentra quebrado y desechar en caso de hongos.
Registro sanitario:	No requiere