

PRODUCTO: GORROS DESECHABLES

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	Material no tejido tipo spundbounded.
Dimensiones:	26 X 76 mm – 3" X 1" (Medida standard mundial).
Marca	HMB
Empaque primario	Bolsa x 100 unidades.
Función	Gorro con elástico para adaptarse al entorno craneal que se coloca en la cabeza sin que cubra totalmente la frente, ni los ojos. Permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación de cabellos, es usado como prenda de protección.
Observaciones	Uso único, no reutilizable.
Identificación de riesgos	Riesgo a la salud: No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso normal. El contacto con fuego o altas temperaturas genera incendios. Riesgos Generales: Puede ser agente de contaminación de heridas y áreas estériles o asépticas debido a uso incorrecto.
Tiempo de vida útil	Producto de uso único. Debe desecharse inmediatamente después de su uso para garantizar la bioseguridad del paciente y del personal médico.
Registro Sanitario	No requiere.