

PRODUCTO: TUBOS PLASTICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	El producto está realizado 100% en polipropileno (PP)
Dimensiones:	Tubos en polipropileno (PP) de: Ref 12 x 75 mm : 2856 Ref 13 x 75 mm : 0027 Ref 13 x 100 mm : 3473 Ref 16 x 100 mm : 1543 ☐ Ref 12 x 75 mm : 2856 72.52 mm x 11.86 mm ☐ Ref 13 x 75 mm : 0027 74.41 mm x 12.65 mm ☐ Ref 13 x 100 mm : 3473 98.44 mm x 12.70 mm ☐ Ref 16 x 100 mm : 1543 98.52 mm x 15.88 mm
Marca	
Empaque primario	☐ Ref 12 x 75 – 13 x 75 :Bolsa plástica por 500 unidades ☐ Ref 13 x 100 : Bolsa plástica por 300 unidades ☐ Ref 16 x 100: Bolsa plástica por 250 unidades
Función	Tubos utilizados para separar sueros, transportadores de muestras y para la congelación de las mismas. El producto cuenta con un fondo cóncavo, tubos de ensayo en PP para uso en laboratorio, son aptos para centrifugación entre 1500 y 3000 RPM, se pueden esterilizar durante 20 minutos a 120 grados.
Observaciones	☐ Se utiliza para separar sueros ☐ Como tubos transportadores de muestras ☐ Para congelar muestras
Tiempo de vida útil:	5 años
Registro sanitario:	No requiere