

**PRODUCTO: TUBO CÓNICO DE POLIPROPILENO Y POLI ESTIRENO**

| CARACTERÍSTICAS           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen ilustrativa        |                                                                                                                                        |
| Estructura principal      | Tubo con forma cónica con guiones de medición en su cuerpo, 100% en polipropileno o poliestireno.                                                                                                                        |
| Dimensiones:              | HP1033 Tubo Cónico Polipropileno 16 x 100 ml<br>HP1034 Tubo Cónico Poli estireno (Transparente) 16 x 100 ml                                                                                                              |
| Marca                     | HMB*                                                                                                                                                                                                                     |
| Empaque primario          | Bolsa plástica x 250 unidades y x 300 unidades                                                                                                                                                                           |
| Función                   | Su función principal es servir como recipiente de orina para equipos en laboratorios clínicos, automatizados en la centrifuga, como tubo de ensayo entre otras funciones.                                                |
| Observaciones             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El producto cuenta con un fondo cónico.</li> <li>• Es apto para centrifugación entre 1500 y 2.500 RPM</li> <li>• Su capacidad máxima es de 12 ML</li> </ul>                     |
| Identificación de riesgos | Riesgo a la salud: No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso normal. El contacto con fuego o altas temperaturas genera incendios. Mantener alejado de fuentes de calor. |
| Tiempo de vida útil:      | No utilice el producto si se encuentra quebrado y desechar en caso de hongos. Producto desechable.                                                                                                                       |
| Registro sanitario:       | No requiere                                                                                                                                                                                                              |