

**TUBO CULTIVO TAPA ROSCA FLAMEABLE**  
**FICHA TÉCNICA INSUMOS**  
**GC-F-00**  
**Versión: 01**

**TUBO CULTIVO TAPA ROSCA FLAMEABLE**

| CARACTERÍSTICAS      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen ilustrativa   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Estructura principal | Fabricado en vidrio borosilicato de alta resistencia química y térmica. Tapa rosca flameable, generalmente de polipropileno o material fenólico resistente al calor. Superficie lisa y transparente para facilitar la observación de cultivos                                                                                                 |
| Dimensiones:         | Diámetro: 13 mm<br>Longitud: 100 mm<br>Volumen aproximado: 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marca                | HMB*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Empaque primario     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja con 100 unidades</li> <li>• Empaque seguro para evitar roturas durante el transporte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Función              | Utilizado para cultivo de microorganismos en laboratorios clínicos, microbiológicos, escolares y de investigación. Ideal para pruebas bacteriológicas, cultivo de tejidos y almacenamiento de muestras.                                                                                                                                       |
| Observaciones        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a altas temperaturas, pero debe evitarse el choque térmico brusco.</li> <li>• Compatible con autoclave para esterilización.</li> <li>• Producto no tóxico, reutilizable si se esteriliza correctamente.</li> <li>• Verificar compatibilidad de tapa con reactivos específicos.</li> </ul> |