

PRODUCTO: ASAS DE INOCULACIÓN

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	Asa en poliestireno estériles con tratamiento hidrofílico, calibradas 10uL.
Dimensiones:	26 X 76 mm – 3" X 1" (Medida standard mundial).
Marca	HMB*
Empaque primario	Paquete x 20 asas.
Función	Utilizado para la inoculación microbiana. Adecuado para la inoculación en el laboratorio, en el marcado y aislamiento de bacterias, es utilizado para el cultivo de material vegetal. Su función principal es transportar, arrastrar o trasvasar inóculos desde la solución de trabajo al medio de cultivo (sólido o líquido) o de un medio a otro (resiembra). También sirve para la realización de frotis.
Observaciones	Estériles E.O/Gamma, de Materia ABS. Resistente a ácidos y álcalis. 1. La barra de agujas es fina, suave y flexible, adecuada para contenedores especiales estrechos. 2. Uso desechable, reduce la contaminación, fácil de operar. 3. Colores con diferentes especificaciones. Vida Útil: 3 años por la esterilización
Tiempo de vida útil	3 años desde la fecha de fabricación, siempre que se mantengan en su empaque original y sin abrir.
Registro Sanitario	No requiere.