

PRODUCTO: APLICADORES SIN ALGODÓN

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	El aplicador sin punta de algodón/viscosa (palo de madera) de 150 mm x 2,2 mm está hecho de madera de abedul. Está fabricado con materiales de calidad para garantizar su seguridad y eficacia en pruebas médicas y de laboratorio.
Dimensiones:	150mm x 2.2MM Medidas 46*32*31
Marca	HMB Código: HP5005WS
Empaque primario	Caja x 1000 unidades, No estériles.
Función	Diseñado especialmente para procedimientos de muestras en orificios del cuerpo, tales como boca, nariz y oídos.
Observaciones	No introducir los aplicadores en fosas nasales, ni en canales auditivos. Para uso externo. Tener en cuenta la posibilidad de sufrir daños al manipular el palo de madera (astillamiento), tomar las medidas de seguridad correspondientes, como usar guantes. Otra información: Recomendado para un solo uso. Los aplicadores no deben reutilizarse. Temperatura de almacenamiento: Temperatura ambiente. Conservar en un lugar fresco y seco. No almacenar en zonas muy húmedas.
Tiempo de vida útil:	No utilice el producto si se encuentra quebrado y desechar en caso de hongos. Vida Útil de 3 años.
Registro sanitario:	No requiere