

FICHA TÉCNICA INSUMOS

GC-F-001

Versión: 01

PRODUCTO: LAMINAS CUBREOBJETOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Imagen ilustrativa	
Estructura principal	Producto fabricado en 100 % vidrio de cal de soda mediante tecnología de producción profesional. Angulo de esquinas 90º
Dimensiones:	Laminas cubre objetos 24 x 60 mm Laminas cubre objetos 22x22 mm Milímetros de espesor: 0.09-0.13 0.13-0.16 0.16-0.19 0.19-0.23
Marca	HMB*
Empaque primario	Caja x 100 unidades
Función	Utilizado para exámenes de histología y patología por profesionales en bacteriología. Con buena transmitancia de luz, adecuado para el sellado manual de correderas de vidrio convencional y equipos de sellado automático. Lámina de vidrio rectangular de color transparente. • calidad óptica excelente • Citología, análisis de orina y microbiología, histopatología. • alta resistencia a productos químicos • índice de refracción adaptado a microscopios
Observaciones	Temperatura y humedad normales del laboratorio. Lámina de vidrio rectangular de color transparente. Utilizada para almacenar muestras y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio. Pruebas de control de calidad: ISO 9001 - ISO 13485 – ISO 8255 CERTIFICACIÓN ISO
Tiempo de vida útil:	No utilice el producto si se encuentra quebrado y desechar en caso de hongos Contiene silicagel para prevenir la humedad en el producto y darle mayor tiempo de vida útil.
Registro sanitario:	No requiere